

Wózek specjalny

Wózek sanitarny model 9100 jest konstrukcją , która łączy w sobie dwie funkcje :

1. Funkcję wózka stabilizującego plecy i głowę.
2. Funkcję wózka toaletowego.

- Wyposażony standardowo w bardzo wygodną , komfortową tapicerkę,
- odchylane do 25° oparcie , skonstruowane w sposób umożliwiający samodzielne obsługiwanie przez użytkownika siedzącego na wózku (zarówno rozkładanie oparcia jak również składanie),
- odchylane do poziomu podnóżki z podparciem łydek,
- pojemnik sanitarny pod siedziskiem,
- tapicerowana podłużna zatyczka toaletowa siedziska.
- demontowalne podłokietniki,
- demontowalne całe oparcie



Wózek można wyposażyć w opcje dodatkowe :

- zagłówek,
- peloty boczne stabilizujące, dla osób, które nie siedzą stabilnie,
- pasy stabilizujące,
- stolik terapeutyczny,



całkowita szerokość: 560 mm
szerokość siedziska: 430 mm - (500mm opcja)
wysokość podłokietnika: 260 mm
wysokość siedziska: 500 mm
wysokość całkowita: 1070 mm
długość całkowita: 850 mm
głębokość siedziska: 450 mm
wysokość oparcia: 580 mm
waga: 23,5 kg
max. obciążenie: 100 kg

