

**VERMEIREN**  
we care for you



Ul. Łączna 1  
55-100 Trzebnica  
Polska  
tel. 71 3874200  
faks 71 3870574  
info@vermeiren.pl



## NAVIX FWD

Wózek elektryczny z napędem na przednie koło.

Adres dostawy

Zamawiający:

Ref.

Ceny w formularzu - detaliczne netto

Cena netto

Cena brutto

NAVIX RWD - wersja standardowa

### KONFIGURACJA

Silniki

6 km/h

-

-



Szerokość siedziska

40

45

50

-

-



Głębokość siedziska

38

40

42

44

46

48

50

-

-



Wysokość siedziska (mierzona do ramy siedziska bez poduszki)

40 (nie kompatybilne z SE42 winda)

-

-

43,5 (nie kompatybilne z SE43 automatyka siedziska 50°)

-

-

45 (nie kompatybilne z SE42 winda)

-

-

47,5 (nie kompatybilne z SE42 winda)

-

-

48,5 (nie kompatybilne z SE43 automatyka siedziska 50°)

-

-

50 (nie kompatybilne z SE42 winda)

-

-



### Sterownik & Podłokietniki

Sterownik

R

Prawa strona

-

-

L

Lewa strona

-

-

Odchylany na bok

standard

Nie odchylany na boki










-











-



SE53	Odchylany na boki ( nazew.)		210 zł	227 zł		
<b>Opcje sterownika</b>						
	Sterownik LE (tylko jazda)		-	-		
SE 11	Sterownik LE - tylko jazda manetka z tyłu dżojstika		-	-		
REM200	Sterownik LINX		1201 zł	1297 zł		
REM400	Sterownik z dotykowym ekranem LCD zintegrowanym		1638 zł	1769 zł		
SE68	Specjalne dźwignie dla tetraplegików do przełączania funkcji na dżojstiku typu LINX LCD) - Tylko ze sterownikiem REM 400.		1150 zł	1150 zł		
<b>Podłokietnik &amp; Podparcie pod łokieć</b>						
	Podparcie pod łokieć PU		-	-		
	Podparcie pod łokieć - Soft comfort		65 zł	70 zł		
	Podparcie pod łokieć - skaj		99 zł	106 zł		
B66	Podłokietnik rynnowy PU (stabilizujący przedramie) , nie kompatybilne z B15 -stolik, SE74A-lusterko					
	Prawy		205 zł	221 zł		
	Lewy		205 zł	221 zł		
B66S	Podłokietnikpróżniowy , modyfikowany STABILO (stabilizujący przedramie) , nie kompatybilne z B15 -stolik, SE74A-lusterko.					
	Prawy		491 zł	531 zł		
	Lewy		491 zł	531 zł		
<b>Podnóżki</b>						
B06	ściągane podnóżki dwupłytowe		-	-		
BA6	ściągane podnóżki dwupłytowe - krótsze 7 cm		-	-		
BK6	ściągane podnóżki jednopłytowe		218 zł	235 zł		
BL6	ściągane podnóżki jednopłytowe - krótsze 7 cm		218 zł	235 zł		
BK7	Podpórka pod kikut- regulowany kąt - prawa		174 zł	188 zł		
BL7	Podpórka pod kikut- regulowany kąt - lewa		174 zł	188 zł		
IN	Płyty podnóżków z regulowanym kątem		114 zł	124 zł		
<b>Regulowane manualnie podnóżki</b>						
<b>Prawa strona</b>						
BZ7	regulowany podnóżek do poziomu z podparciami pod łydki		222 zł	239 zł		
BZ8	regulowany podnóżek do poziomu z podparciami pod łydki - krótszy 7 cm		222 zł	239 zł		
<b>Lewa strona</b>						
BZ7	regulowany podnóżek do poziomu z podparciami pod łydki		222 zł	239 zł		
BZ8	regulowany podnóżek do poziomu z podparciami pod łydki - krótszy 7 cm		222 zł	239 zł		

Regulowane automatycznie podnóżki						
Prawa strona						
BZ7E	Regulowany podnóżek do poziomu z podparciami pod tydki (wymaga sterownika typu LINX - wliczony w cenę.		1638 zł	1769 zł		
BZ8E	Regulowany podnóżek do poziomu z podparciami pod tydki - krótszy 7 cm (wymaga sterownika typu LINX - wliczony w cenę.		1638 zł	1769 zł		
Lewa strona						
BZ7E	Regulowany podnóżek do poziomu z podparciami pod tydki (wymaga sterownika typu LINX - wliczony w cenę.		1638 zł	1769 zł		
BZ8E	Regulowany podnóżek do poziomu z podparciami pod tydki - krótszy 7 cm (wymaga sterownika typu LINX - wliczony w cenę.		1638 zł	1769 zł		
COLORS (frame)						
		<i>mat</i>	<i>połysk</i>			
C30	Aluminiowy			-	-	
C68	Niebieski			-	-	
C71	Granatowy			-	-	
C72	Bordowy			-	-	
C73	Zielony			-	-	
	Dowolny wybrany kolor			328 zł	354 zł	
Siedzisko						
	Rodzaj materiału tapicerskiego					
	Nylon			-	-	
	Dartex (szary)			-	-	
	AirFlow (czarny)			-	-	
	AirFlow (czarny) / cordura (czarna)			200 zł	216 zł	
	Cordura			147 zł	159 zł	
	Skaj (czarny)			-	-	
B23	Poduszka płaska 4 cm z pasami velcro			-	-	
B23P	Poduszka wyprofilowana z pianki w pokrowcu			109 zł	118 zł	
L35	Poduszka Contur z pasami velcro			344 zł	372 zł	
VICAIR LIBERTY	Poduszka pneumatyczna VICAIR			333 zł	360 zł	
VICAIR PROFILE	Poduszka pneumatyczna VICAIR ze stabilizatorem miednicy			540 zł	583 zł	
VICAIR VECTOR O2	8 komorowa poduszka pneumatyczna VICAIR VECTOR O2 - 6 cm			1011 zł	1092 zł	
	8 komorowa poduszka pneumatyczna VICAIR VECTOR O2 - 10 cm			1011 zł	1092 zł	
VICAIR MULTIFUNCTIONAL O2	5 komorowa poduszka pneumatyczna VICAIR MULTIFUNCTIONAL O2 - 6 cm			1123 zł	1213 zł	

VICAIR POMMEL O2	5 komorowa poduszka pneumatyczna VICAIR POMMEL O2- 10 cm		1718 zł	1856 zł	
VICAIR CENTRE RELIFE O2	5 komorowa poduszka pneumatyczna VICAIR CENTRE RELIFE -10 cm		1201 zł	1297 zł	
VICAIR ACTIVE O2	5 komorowa poduszka pneumatyczna VICAIR ACTIVE O2- 6 cm		936 zł	1011 zł	
VICAIR ACTIVE O2	5 komorowa poduszka pneumatyczna VICAIR ACTIVE O2- 9 cm		936 zł	1011 zł	
<b>Oparcie</b>					
	Rodzaj materiału tapicerskiego				
	Nylon		-	-	
	Dartex (szary)		-	-	
	AirFlow (czarny)		-	-	
	AirFlow (czarny) / cordura (czarna)		200 zł	216 zł	
	Cordura		147 zł	159 zł	
	Skaj (czarny)		-	-	
<b>Rodzaj oparcia</b>					
L34 Tub	Stelaż rurowy : poduszka na podstawie drewnianej - Kontur. Z regulacją ustawienia wyżej/niżej i głębiej/płycej.				
	Wysokość oparcia				
	58 cm		398 zł	430 zł	
	Dopłata do oparcia wyższego 65 cm		148 zł	160 zł	
	Dopłata do oparcia wyższego 70 cm				
Dopłata do oparcia wyższego 75 cm					
L34 Tub Ergo	Stelaż rurowy : podstawa płyta aluminiowa Ergo. Z regulacją ustawienia wyżej/niżej i głębiej/płycej. (zawsze wysokość płyty 53 cm)		172 zł	186 zł	
L44	Stelaż rurowy : podstawa ealstyczna z pasami VELCRO		-	-	
<b>Poduszki do oparcia na płycie L34 Tube Ergo i na pasach L44 Velcro</b>					
B23	Cienka poduszka z czarnego nylonu - 4 cm - zawsze z L44 Velcro.		-	-	
L34	Poduszka Contur		344 zł	372 zł	

Vicair Multifunctional	Poduszka Vicair Multifunctional		1572 zł	1698 zł	
BASE	System oparcia STABILO-próźniowe formowanie oparcia.		1056 zł	1141 zł	
COMFORTABLE PLUS	System oparcia STABILO-próźniowe formowanie oparcia.		1191 zł	1286 zł	
<b>O teza tułowia TARTA ® dodatkowe oparcie , stosowane zamiennie z wcześniej wybraną opcją oparcia.</b>					
5S	5 kręgów standard		4,316 zł	4,661 zł	
5C	5 kręgów contour		4,316 zł	4,661 zł	
6S	6 kręgów standard		4,565 zł	4,930 zł	
6C	6 kręgów contour		4,565 zł	4,930 zł	
<b>Siedzisko &amp; Oparcie regulacje</b>					
SE30	Manualna skokowa regulacja kąta siedziska 0° - 10°		-	-	 SE40/SE41/SE443/SE39
SE34	Manualna skokowa regulacja kąta oparcia 0° - 40°		-	-	
SE36	Manualna płynna regulacja kąta oparcia do 30° - sprężyna gazowa.		738 zł	797 zł	
SE39	Automatyczna płynna regulacja kąta siedziska (20°) i oparcia (30°) (2 siłowniki) - wysokość siedziska (bez poduszki) 40 lub 45- Wymaga sterownika typu LINX - wliczony w cenę.		3604 zł	3892 zł	
SE40	Automatyczna płynna regulacja kąta siedziska (20° - 1 siłownik) - wysokość siedziska (bez poduszki) 40, 45, 50cm- Wymaga sterownika typu LINX - wliczony w cenę.		1802 zł	1946 zł	
SE41	Automatyczna płynna regulacja kąta oparcia (30° - 1 siłownik) - wysokość siedziska (bez poduszki) 40, 45, 50cm - Wymaga sterownika typu LINX - wliczony w cenę.		1802 zł	1946 zł	
SE42+SE40	Winda automatyczna podnosi siedzisko o 300 mm +automatyczna płynna regulacja kąta siedziska (50°) (2 siłowniki) -wysokość siedziska (bez poduszki) 47 cm -Wymaga sterownika typu LINX - wliczony w cenę.		4914 zł	5307 zł	
SE42+SE39	Winda automatyczna podnosi siedzisko o 300 mm +automatyczna płynna regulacja kąta siedziska (50°) i oparcia (30°) (3 siłowniki.) - wysokość siedziska (bez poduszki) 47 cm -Wymaga sterownika typu LINX - wliczony w cenę.		6006 zł	6178 zł	
SE43	Automatyczna płynna regulacja kąta siedziska (50°) (1 siłownik) - regulacja wysokości siedziska (bez poduszki) w zakresie 43.5 lub 48.5 cm		1966 zł	2123 zł	
SE43+SE41	Automatyczna płynna regulacja kąta siedziska (50°) i oparcia (30°) (2 siłowniki) - regulacja wysokości siedziska (bez poduszki) w zakresie w zakresie 43.5 lub 48.5 cm		3822 zł	4128 zł	
<b>Koła &amp; Opony</b>					
<b>Koła tylne (200 x 50)</b>					
	Pneumatyczne, szara opona, czarna felga		-	-	
	Antyprzebiciowe, szara opona, czarna felga-Krypton		-	-	
<b>Przednie koło napędowe 12'</b>					
	Pneumatyczne, szara opona, czarna felga		-	-	
	Antyprzebiciowe, szara opona, szara felga - krypton		-	-	
<b>OPTIONS</b>					
SE 06	Port USB do ładowania telefonu.		735 zł	794 zł	
B15	Stolik z plexi ( transparentny). Nie kompatybilny z podłokietnikami B66 & B66S.		364 zł	393 zł	
B15A	Stolik z ABS ( czarny) Wymaga zamówienia dżojstika odchylanego SE53. Nie kompatybilny z podłokietnikami B66 & B66S.		204 zł	220 zł	

B22	Klin		248 zł	268 zł	
B31	Uchwyt na kule		255 zł	276 zł	
B58	Pas bezpieczeństwa z klamrą samochodową		-	-	
SE19	LED lights - UWAGA! Wymaga domówienia sterownika typu LINX		655 zł	708 zł	
L04	Pelota boczna stabilizująca tułów ( zawsze z oparciem L34 Tube na otapicerowanej płycie drewnianej)				
	Prawa duża		167 zł	180 zł	
	Prawa mała		167 zł	180 zł	
	Lewa duża		167 zł	180 zł	
	Lewa mała		167 zł	180 zł	
	Pelota boczna stabilizująca tułów ( z oparciem standardowym L44 )				
	Prawa duża		792 zł	855 zł	
	Prawa mała		792 zł	855 zł	
Lewa duża		792 zł	855 zł		
Lewa mała		792 zł	855 zł		
L58+B47	Zaglówek ortopedyczny 3D regulowany na wysokość, głębokość, szerokość i obracany do tapicerki standardowej L44 , L34 Ergo.		493 zł	536 zł	
L58	Zaglówek ortopedyczny 3D regulowany na wys., gł., szer. i obracany w parze z oparciem L34 Std i L34 Tube na otapicerowanej płycie drewnianej		441 zł	476 zł	
L55+B47	Zaglówek ortopedyczny regulowany na wysokość i głębokość do tapicerki standardowej L44, L34 Ergo.		386 zł	417 zł	
L55	Zaglówek ortopedyczny regulowany na wysokość i głębokość w parze z oparciem L34 Std i L34 Tube na otapicerowanej płycie drewnianej		331 zł	357 zł	
<b>Specjalne sterowniki</b>					
SE02	Table control		945 zł	1020 zł	
SE04	Sterowanie brodą (Wymaga zamówienia sterownika LINX LCD)		4204 zł	4540 zł	
SE08	Dźwostek zamontowany na rączce do pchania.		317 zł	342 zł	
SE09	Dodatkowy dźwostek dla osoby towarzyszącej (2 dźwostki)		1806 zł	1950 zł	
SE63	Kulka piankowa na strowniku		273 zł	295 zł	
SE82	Przyciski sterujące rozlokowane w różnych miejscach (octopus 2)		6006 zł	6486 zł	
SE83	Mini Dźwostek ( minimalna siła nacisku)		12600 zł	13608 zł	

Pasy , kamizelki stabilizacyjne					
U173 S	Kamizelka stabilizująca tułów z zamkiem		167	180	
U173 L			198	213	
U174 S	Kamizelka stabilizująca tułów bez zamka		165	178	
U174 L			195	211	
U174 P-S	Kamizelka stabilizująca tułów z zamkiem z ujęciem krocza		168	182	
U174 P-L			198	213	
U180 S	Pas brzuszny		123	133	
U180 L			143	154	
U180 P-S	Pas brzuszny z ujęciem krocza		178	192	
U180 P-L			261	282	
U08 S	Pasy udowe odwodzący		134	145	
U08 L			153	165	
U96	Pasy stabilizujące nadgarstki		108	117	
<b>PASY STABILIZUJĄCO-KOREKCYJNE z Neoprenu NEOFLEX~</b>					
<b>MIEDNICA</b>					
U76 Neo	Pas stabilizujący miednicę dwupunktowy		120	130	
U75 Neo	Pas stabilizujący miednicę czteropunktowy		131	142	
U01 Neo	Pas odwodzący		240	259	
<b>TUŁÓW</b>					
U73 Neo	Kamizelka stabilizująca tułów z zamkiem		262	283	
U74 Neo	Kamizelka stabilizująca tułów bez zamka		197	212	
U79 Neo	Pasy czteropunktowe stabilizujące tułów		164	177	
U80 Neo	Szeroki pas stabilizujące tułów		142	153	
<b>UWAGII</b>					

Wyzerowanie całego formularza.

Formularz zostanie wysłany do działu handlowego Vermeiren Polska