



Ul. Łączna 1
55-100 Trzebnica
Polska
tel. 71 3874200
faks 71 3870574
info@vermeiren.pl



TRIGO S

Adres dostawy

Zamawiający:

Ref.


netto

brutto



SZEROKOŚĆ SIEDZISKA

- Należy zmierzyć szerokość bioder pacjenta.
- Do zmierzonej wartości należy dodać 2 - 4 cm, po to by uzyskać luz pomiędzy płytą boczną podłokietnika a biodrem.




GŁĘBOKOŚĆ SIEDZISKA

- Należy zmierzyć odległość od pleców do dołu podkolanowego.
- Od zmierzonej wartości należy odjąć od 4 do 5 cm, po to by uzyskać wolne miejsce pomiędzy brzegiem tapicerki siedziska a ścięgami w dole podkolanowym.



DŁUGOŚĆ ŁYDKI

- Należy zmierzyć odległość od dołu podkolanowego do spodu stopy.



WYSOKOŚĆ OPARCIA PLECÓW

Należy zmierzyć odległość od siedziska do miejsca 1 cm poniżej łopatki. **UWAGA!** Wysokość oparcia zależy od stopnia niepełnosprawności użytkownika. Im większa sprawność tułowia tym niższe oparcie. Im mniejsza sprawność tułowia tym wysokość oparcia wyższa.

RAMA

Kąt zgięcia 70° (kąt podnóżka)

Kąt zgięcia 80° (kąt podnóżka)

Kąt zgięcia 90° (kąt podnóżka)



SZEROKOŚĆ SIEDZISKA / GŁĘBOKOŚĆ SIEDZISKA

Szerokość siedziska	Głębokość siedziska (regulacja napięcia siedziska)									
	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50
30										
32										
34										
36										
38										
40										
42										
44										
46										
48										
50										




WYSOKOŚĆ PRZEDNIEJ CZĘŚCI SIEDZISKA (w cm)

	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51		
3" koła przednie															-	-
4" koła przednie															-	-
5" koła przednie															-	-
6" koła przednie															-	-


WYSOKOŚĆ TYLNEJ CZĘŚCI SIEDZISKA (w cm)

	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5			
18" tylne koło																							-	-
20" tylne koło																							-	-
22" tylne koło																							-	-
24" tylne koło																							-	-
26" tylne koło																							-	-


PODŁOKIETNIKI				
B82SA stałe	Płyta boczna prosta - aluminium - przymocowana na stałe do ramy (rys.1)		-	-
B82SC stałe	Płyta boczna prosta - carbonowa - przymocowana na stałe do ramy (rys.1)		1042 zł	1125 zł
B82A stałe	Płyta boczna wygięta (błotnik) - alu.- przymocowana na stałe do ramy (rys.2)		168 zł	181 zł
	Podłokietnik rurowy (odchylany za oparcie) (rys.3) (nie kompatybilny z oparciem z regulacją kąta).		294 zł	318 zł
Bi5SA	Płyta boczna prosta - aluminium - demontowalna (rys.4)		294 zł	318 zł
Bi5SC	Płyta boczna prosta - carbon - demontowalna (rys.4)		1176 zł	1270 zł
Bi5A	Płyta boczna wygięta (błotnik) - aluminium - demontowalna (rys.5)		386 zł	417 zł
Bi5C	Płyta boczna wygięta (błotnik) - carbon - demontowalna (rys.6)		1348 zł	1456 zł
Bi5	Płyta boczna + podparcie pod łokieć - plastikowa - demontowalna (rys.7)		-	-



rys. 4



rys. 5




rys. 6




rys. 7


PODNOŻKI				
	Rurowy - aluminium, podnoszony (rys.11)		-	-
	Rurowy z płytą- aluminium - podnoszony (rys.12)		168 zł	181 zł
	Rurowy z płytą- carbon - podnoszony		840 zł	907 zł
	Rurowy z płytą - alum. - składany razem z wózkiem , zmienny kąt płyty (rys.13)		336 zł	363 zł
	Rurowy z płytą - carbon - składany razem z wózkiem , zmienny kąt płyty (rys.14)		1008 zł	1089 zł
	Rurowy z płytą - wersja revers (krótsze nogi) - aluminium - składany razem z wózkiem, zmienny kąt płyty (rys.15).		630 zł	680 zł
	Rurowy z płytą - wersja revers (krótsze nogi) - carbon - składany razem z wózkiem, zmienny kąt płyty (rys.16).		1008 zł	1089 zł
B06	Dwupłytkowy - (rys.17) (nie kompatybilny z szerokościami siedziska:)		212 zł	229 zł




rys. 11




rys. 12




rys. 13



rys. 14



rys. 15



rys. 16




rys. 17







Długość podnóżka (siedzisko - płyta podnóżka) w cm


22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Długość łydki powinna być o co najmniej 20 mm mniejsza niż wybrana wysokość przedniej



KOLORY(rama)		części siedzenia		
Przednia część ramy		mat	gładki	
C4	Czerwony			-
C5	Czarny			-
C8	Żółty			-
C29	Srebrny			-
C34	Pomarańczowy melon			-
C59	Szampański			-
C53	Pomarańczowy			-
C55	Inox			-
C56	Niebieski			-
C59	Szampański			-
C76	Biały			-
C79	Jasny niebieski			-
C85	Zielony			-
C87	Pomarańczowy jasny			-


C88	Złoty				-	-																																							
C89	Miedziany				-	-																																							
	Dowolny wybrany kolor																																												
Tylna część ramy																																													
	Czarny mat				-	-																																							
	Dowolny wybrany kolor				504 zł	544 zł																																							
OPARCIE																																													
Rama																																													
	Stała				-	-																																							
	Z regulacją kąta (82° - 86° - 90° - 94° - 98° - 102°) Nie możliwe przy wysokości oparcia 30-34 cm. rys.22				588 zł	635 zł																																							
	Składane & z regulacją kąta (82°-86°-90°-94°-98°-102°) Nie możliwe przy wysokości oparcia 30-34 cm. rys.23				874 zł	943 zł																																							
																																													
Tapicerka																																													
	Nylon - stałe				-	-																																							
	Nylon - z regulacją napięcia L44 z odblaskowym motywem				-	-																																							
	AirFlow - z regulacją napięcia L44 z odblaskowym motywem				-	-																																							
	Cordura® - z regulacją napięcia L44 z odblaskowym motywem				147 zł	159 zł																																							
	Kieszon na oparciu				84 zł	91 zł																																							
	Poduszka VICAIR Liberty - dostępna od szerokości siedziska 36 cm , kompatybilna tylko z wysokością oparcia 45 cm - z regulacją napięcia L44.				393 zł	425 zł																																							
	Poduszka VICAIR ANATOMIC dostępna tylko w wymiarach z tabelki - z regulacją napięcia L44																																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="5">szerokość</th> </tr> <tr> <th colspan="2">cm</th> <th>30</th> <th>35</th> <th>40</th> <th>45</th> <th>50</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">wysokość</td> <td>32</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>40</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>48</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>56</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			szerokość					cm		30	35	40	45	50	wysokość	32						40						48						56						<p>Poduszka przeciwoleżynowa pneumatyczna VICAIR® ANATOMIC BACK + pokrowiec oryginalny Vicair (11 komorowa), tylko do wysokości oparcia > 35 cm</p>				
		szerokość																																											
cm		30	35	40	45	50																																							
wysokość	32																																												
	40																																												
	48																																												
	56																																												
					1572 zł	1698 zł																																							
				Rozmiary nie standardowe	2053 zł	2217 zł																																							
																																													
Wysokość oparcia																																													
	<table border="1"> <tr> <td>25 -27,5 -30 *</td> <td>30 -32,5 -35*</td> <td>35 - 37,5 - 40</td> <td>40 - 42,5 - 45</td> <td>45 - 47,5 - 50</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	25 -27,5 -30 *	30 -32,5 -35*	35 - 37,5 - 40	40 - 42,5 - 45	45 - 47,5 - 50							92 zł	100 zł																															
25 -27,5 -30 *	30 -32,5 -35*	35 - 37,5 - 40	40 - 42,5 - 45	45 - 47,5 - 50																																									
	* - Nie możliwa regulacja kąta oparcia																																												
	<table border="1"> <tr> <td>25*</td> <td>27*</td> <td>29*</td> <td>31*</td> <td>33*</td> <td>35</td> <td>37</td> <td>39</td> <td>41</td> <td>43</td> <td>45</td> <td>47</td> <td>49</td> <td>51</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	25*	27*	29*	31*	33*	35	37	39	41	43	45	47	49	51																														
25*	27*	29*	31*	33*	35	37	39	41	43	45	47	49	51																																
	* - Nie możliwa regulacja kąta oparcia																																												
Rączki do pchania																																													
No PH	Bez rączek do pchania				-	-																																							
PH01	Rączki do pchania - na stałe (12cm)				50 zł	54 zł																																							
PH02	Rączki do pchania - na stałe krótsze (8cm)				50 zł	54 zł																																							
PH03	Składane rączki do pchania				487 zł	526 zł																																							
PH04	Rączki do pchania regulowane na wysokość typ D (regulacja w rurce oparcia)				487 zł	526 zł																																							
PH05	Rączki do pchania regulowane na wysokość typ RH (regulacja na klemkach z możliwością ściągania)				538 zł	581 zł																																							

PH06	Rączki do pchania regulowane na wysokość typ RH (regulacja na klemkach z możliwością ściągania) z rączkami składanymi		1025 zł	1107 zł				
								
Rodzaj rączek do pchania		bez rączek	PH01	PH02	PH03	PH04	PH05	PH06
Oparcie - stała wysokość	25 cm	△	△	△	△	-	△	△
	27 cm	△	△	△	△	-	△	△
	29 cm	△	△	△	△	-	△	△
	30 cm	△	△	△	△	-	△	△
	31 cm	△	△	△	△	-	△	△
	33 cm	△	△	△	△	-	△	△
	35 cm	●	●	△	●	-	●	●
	37 cm	●	●	△	●	-	●	●
	39 cm	●	●	△	●	-	●	●
	41 cm	●	●	△	●	△	●	●
	43 cm	●	●	△	●	△	●	●
Oparcie - zmienna wysokość	45 cm	●	●	△	●	△	●	●
	47 cm	●	●	△	●	△	●	●
	49 cm	●	●	△	●	△	●	●
	51 cm	●	●	△	●	△	●	●
	25 - 27,5 - 30 cm	△	△	△	-	-	△	-
30 - 32,5 - 35 cm	△	●	●	△	-	△	-	
35 - 37,5 - 40 cm	●	●	●	●	-	●	-	
40 - 42,5 - 45 cm	●	●	●	●	-	●	-	
45 - 47,5 - 50 cm	●	●	●	●	-	●	-	

Proszę zawsze sprawdzić zgodnie z tabelą czy wybrane rączki do pchania są kompatybilne z wybraną wysokością oparcia.

●	kompatybilny
△	tylko z oparciem stałym
-	nie kompatybilny

SIEDZISKO				
	Siedzisko z regulacją napięcia		-	-
	materiał poduszki			
	Nylon		-	-
	AirFlow		-	-
	Cordura®		147 zł	159 zł
	kieszonka pod siedziskiem		65 zł	70 zł
	Poduszka z pianki 5 cm		168 zł	181 zł
	Poduszka z pianki 5 cm +pianka VISCO pierwsza warstwa		386 zł	417 zł
B24D	Poduszka 6cm dzielona		252 zł	272 zł
Liberty	Poduszka VICAIR® LIBERTY - dostępne od rozmiaru siedziska 40 cm		363 zł	392 zł
Liberty Profile	Poduszka VICAIR® LIBERTY PROFILE - dostępne od rozmiaru siedziska 40 cm		546 zł	590 zł
VECTOR 02	Poduszka VICAIR® VECTOR 02 6 cm dla osób z dużym ryzykiem		1011 zł	1092 zł
VECTOR 02	Poduszka VICAIR® VECTOR 02 10 cm dla osób z dużym ryzykiem		1011 zł	1092 zł
ADJUSTER O2	Poduszka VICAIR® ADJUSTER O2 6cm dla osób z dużym ryzykiem, ze skoliozą		1011 zł	1092 zł
ADJUSTER O2	Poduszka VICAIR® ADJUSTER O2 10cm dla osób z dużym ryzykiem, ze skoliozą		1011 zł	1092 zł
ACTIVE O2	Poduszka VICAIR® ACTIVE O2 6cm - dostępna od rozmiaru siedziska 35 cm		1011 zł	1092 zł
ACTIVE O2	Poduszka VICAIR® ACTIVE O2 9 cm - dostępna od rozmiaru siedziska 35 cm		1011 zł	1092 zł
ALLROUNDER O2	Poduszka VICAIR® ALLROUNDER O2			
	small < 38 cm		764 zł	826 zł
	Medium 38 – 42,5 cm		764 zł	826 zł
	Large 43 – 48 cm		764 zł	826 zł



Liberty

Liberty Profile

Vector O2

Adjuster O2

Active O2

AllRounder O2

KOŁA**Koła przednie**

rozmiar		3"	4"	5"	6"	Rodzaj kół przednich zależy od wyboru wysokości siedziska		
transparentne	Wąska powierzchnia natarcia	rys.40				6" niemożliwe w połączeniu z ramą 80° & 90°	-	-
czarne plastikowe	Szeroka powierzchnia natarcia	rys.41					-	-
srebrne aluminiowe	Szeroka powierzchnia natarcia	rys.42					168 zł	181 zł
czerwone aluminiowe	Szeroka powierzchnia natarcia	rys.42					168 zł	181 zł
niebieskie aluminiowe	Szeroka powierzchnia natarcia	rys.42					168 zł	181 zł
z carbonu	Szeroka powierzchnia natarcia	rys.43					336 zł	363 zł
LED	Wąska powierzchnia natarcia	rys.44					176 zł	191 zł



rys. 40



rys. 41



rys. 42



rys. 43



rys. 44

Tylne koła

18"	Standard, 18" - średnica, opona: Schwalbe Marathon Racer	rys.51					672 zł	726 zł
20"	Design, light 20" - średnica, szprychy-radial, opona: Schwalbe Right Run black	rys.52					-	-
22"	Design, light 22" - średnica, szprychy-radial, opona: Schwalbe Right Run black	rys.52					-	-
24"	Design, light 24" - średnica, szprychy-radial, opona: Schwalbe Right Run black	rys.52					-	-
	Design, light 24" - średnica, szprychy-radial, opona: Schwalbe Marathon Plus	rys.52					221 zł	238 zł
	Spirit 24" aluminiowa piasta, szprychy-radial, opona: Schwalbe Right Run black	rys.53					2558 zł	2762 zł
	Spirit 24" aluminiowa piasta, szprychy-radial, opona: Schwalbe Marathon Plus	rys.53					2734 zł	2953 zł
	Spirit 24" aluminiowa piasta czerwona, szprychy-radial, opona: Schwalbe Right Run black	rys.53					2558 zł	2762 zł
	Spirit 24" aluminiowa piasta czerwona, szprychy-radial, opona: Schwalbe Marathon Plus	rys.53					2734 zł	2953 zł
	Spirit 24" aluminiowa piasta niebieska szprychy-radial, opona: Schwalbe Right Run black	rys.53					2558 zł	2762 zł
	Spirit 24" aluminiowa piasta niebieska szprychy-radial, opona: Schwalbe Marathon Plus	rys.53					2734 zł	2953 zł
	Standard, 24 x 1 3/8 - krypton						-	-
26"	Design, light 26" - średnica, szprychy-radial, opona: Schwalbe Right Run black	rys.53					256 zł	277 zł
	Design, light 26" - średnica, szprychy-radial, opona: Schwalbe Marathon Plus	rys.53					617 zł	667 zł
	Off road 24" - średnica, opona: Schwalbe Land Cruiser	rys. 55					1411 zł	1524 zł
B74	Hamulce dla osoby towarzyszącej - koła bębnowe z oponą 24x1 3/8	rys.56					546 zł	590 zł
HEM2	Koła z obręczą po jednej stronie dla osób z hemiplegią - z oponą 24x1 3/8	rys.57					1529 zł	1651 zł



rys. 51



rys. 52



rys. 53



rys. 55



rys. 56



Schwalbe Marathon Racer



Schwalbe Right Run black



Schwalbe Marathon Plus





Schwalbe Land Cruiser




rys. 57


Camber (możliwość zmiany przez użytkownika w trakcie używania wózka) wyklucza opcje B74 i system HEM2

0°					
2°					
4°					
6°	możliwy tylko z hamulcem sportowym				

Hamulce					
	Typu - Pull (żeby zahamować należy pociągnąć do tyłu) rys.61			-	-
	Typu - Push (żeby zahamować należy pchnąć do przodu) rys.62			-	-
	Sport rys.63			166 zł	179 zł
	Wydłużony uchwyt rys. 64			109 zł	118 zł



rys.61



rys.62

rys.63




rys.64

OPCJE					
B31	Uchwyt na kule - lewy - rys.71			92 zł	100 zł
B31	Uchwyt na kule - prawy - rys.71			92 zł	100 zł
B20	pas biodrowy			55 zł	60 zł
B78	Kółko przeciw-wywrotne - prawe - rys.72 (wykluczają opcję B86)			193 zł	209 zł
B78	Kółko przeciw-wywrotne - na dwie strony - rys.72 (wykluczają opcję B86)			386 zł	417 zł
B86	Kłłka transportowe - rys.73 (wykluczają opcję B78)			386 zł	417 zł
B90	Barierka stabilizacyjna - rys.74 (tylko z oparciem stałym nie składanym)			92 zł	100 zł
B33	Silikonowa nakładka na obręcz napędową dla tetraplegików (para)			240 zł	260 zł
	koła Off road 24" - średnica, opona:Schwalbe Land Cruiser - rys. 55 (dodatkowy zestaw kół)			1835 zł	1982 zł
	Ośłona neoprenowa przedniej części ramy rys. 76			97 zł	104 zł
B85	Ośłona szprych bezbarwna rys.84			311 zł	336 zł
B85	Ośłona szprych M5 rys.85			538 zł	581 zł
B85	Ośłona szprych M6 rys.86			538 zł	581 zł
B85	Ośłona szprych M7 rys.87			538 zł	581 zł
B85	Ośłona szprych M8 rys.88			538 zł	581 zł
L04 L	Pelota - lewa rys.75 (nie kompatybilna z oparciem z regulacją wysokości i oparciem składanym).			792 zł	855 zł
L04S L	Pelota - lewa mała rys.75 (nie kompatybilna z oparciem z regulacją wysokości i oparciem składanym).			792 zł	855 zł
L04 R	Pelota - prawa 75 (nie kompatybilna z oparciem z regulacją wysokości i oparciem składanym).			792 zł	855 zł
L04S R	Pelota - prawa mała rys.75 (nie kompatybilna z oparciem z regulacją wysokości i oparciem składanym).			792 zł	855 zł


PASY STABILIZUJĄCO-KOREKCYJNE z Neoprenu NEOFLEX~

MIEDNICA					
U76 Neo	Pas stabilizujący miednicę dwupunktowy rys.77			120 zł	129 zł
U75 Neo	Pas stabilizujący miednicę czteropunktowy rys.78			131 zł	142 zł
U01 Neo	Pas odwodzący rys.79			240 zł	260 zł


TUŁÓW					
U73 Neo	Kamizelka stabilizująca tułów z zamkiem rys. 80			263 zł	284 zł
U74 Neo	Kamizelka stabilizująca tułów bez zamka rys. 81			196 zł	212 zł
U79 Neo	Pasy czteropunktowe stabilizujące tułów rys. 82			164 zł	177 zł
U80 Neo	Szeroki pas stabilizujące tułów rys. 83			142 zł	153 zł




rys. 71




rys. 72



rys. 73



rys. 74



rys. 75



rys. 76



rys. 77



rys. 78



rys. 79



rys. 80




rys. 81



rys. 82



rys. 83



rys. 84




rys. 85



rys. 86



rys. 87



rys. 88

UWAGI!

Wyzerowanie całego formularza.

Formularz zostanie wysłany do działu handlowego Vermeiren Polska