



Happy






Ul. Łączna 1
 55-100 Trzebnica
 Polska
 tel. 71 3874200
 faks 71 3870574
 info@vermeiren.pl







Rowerek rehabilitacyjny trójkołowy dla dzieci

Zamawiający: Nazwa firmy: ulica: Miejscowość / kod poczt.: Tel: e-mail:	Dostawa na adres: Nazwa : ulica: Miejscowość / kod poczt.: Tel: e-mail:
--	--

Ref.

		cena netto	VAT	cena brutto
standardowa wersja			8%	
Rodzaj napędu				
	01 - wolne koło - pedałowanie napędza rower, jak się przestanie pedałowac rower jedzie na wolnym biegu, swobodne kręcenie pedałami do tyłu,	350	8%	378 zł
	02 - hamulec w pedale (torpedo) .Hamulec w pedale , tzw. torpedo - pedałowanie napędza rower, jak się przestanie pedałowac rower jedzie na wolnym biegu, naciśnięcie pedałami w tył hamuje rower,	225	8%	243 zł
	06 - ostre koło - pedałowanie napędza rower, nie ma wolnego biegu, kręcenie pedałami w tył napędza rower w przeciwnym kierunku.	-	-	-

KOLORYSTYKA				
rama	biało- różowy	-	-	-


OPCJE DODATKOWE				
	03 - Przerzutki - 3 przełożenia <i>(tylko z napędem torpedo 02- wliczony w cenę)</i>	294	8%	318 zł
	S1 - kierownica "CLASSIC"	-	-	-
	S2 - standardowa kierownica	-	-	-
	S4 - kierownica "KWADRAT"	225	8%	243 zł
	standardowy uchwyt kierownicy - 17 cm	-	-	-
	S6 - Dłuższy uchwyt kierownicy - 30 cm	112	8%	121 zł

	E2 - Zestaw oświetlenia	168	8%	182 zł
	E3 - Kilometromierz	84	8%	91 zł
	E9 - uchwyt dłoni	168	8%	182 zł
	E10S - uchwyt dłoni + nadgarstka rozm. S	225	8%	243 zł
	E11S - uchwyt ręki "REKAWICA" rozm. S	247	8%	267 zł
	F1 - uchwyt stopy	168	8%	182 zł
	F2 - uchwyt stopy "nosek"	168	8%	182 zł
	F3S - uchwyt stopy "sandał" rozm.S	253	8%	273 zł
	F4S - uchwyt stopy "sandał"+uchwyt łydk rozm.S	469	8%	507 zł
	F5 - regulowana długość korby	156	8%	168 zł
	siodełko "standard"	-	-	-
	P4S - regulacja siodełka - przód / tył rozm S	220	8%	238 zł
	P1S - stabilizacja miednicy rozm S . <i>Zawsze w komplecie z opcją P4</i>	238	8%	257 zł
	P2S - stabilizacja pleców rozm.S . <i>Zawsze w komplecie z opcją P4</i>	294	8%	318 zł

	P3 U80Neo S - stabilizacja miednicy + stabilizacja oparcia + szeroki pas piersiowy z neoprenu U80 NEO rozm. S . <i>Zawsze w komplecie z opcją P4</i>		532	8%	575 zł
	P3 U79Neo S - stabilizacja miednicy + stabilizacja oparcia + pasy czteropunktowe neoprenowe U79 rozm. S . <i>Zawsze w komplecie z opcją P4</i>		508	8%	548 zł
	P3 U73Neo S - stabilizacja miednicy + stabilizacja oparcia + kamizelka neoprenowa U73 rozm. S. <i>Zawsze w komplecie z opcją P4</i>		581	8%	627 zł
	E8 - lusterko wsteczne		168	8%	182 zł
	E1S - rozm.S		168	8%	182 zł
	dzwonek standardowy		11	8%	12 zł
	dzwonek "rybka"		34 zł	8%	36 zł
	dzwonek "tygrysek"		34 zł	8%	36 zł
	D1 - blokada wychylenia kierownicy		168	8%	182 zł
	E7 - uchwyt na napój		70	8%	76 zł
	E13 - podstawka do treningu stacjonarnego.		530	8%	573 zł

UWAGI

Jeżeli nie macie Państwo pewności , że wybrany model rowerka jest właściwy , proszę podać długość nogi od wewnętrznej strony (od pachwiny do stopy). Na podstawie tego parametru potwierdzimy wybór bądź



A-

Wyzerowanie całego formularza.

Formularz zostanie wysłany do działu handlowego Vermeiren Polska