
















































 <p>Ul. łączna 1 55-100 Trzebnica Polska tel. 71 3874200 faks 71 3870574 info@vermeiren.pl</p>		<u>Data i dane firmy zamawiającej:</u>			
		<u>Adres wysyłki:</u>			
Max User Waga: 100 kg.		Cena detaliczna netto	vat	Cena detaliczna brutto	Ref.
wersja standardowa			8%		
<b>RODZAJ RAMY</b>					
SHORT	(Jest to rama ścięta pod skosem z przodu)- taka rama jest przeznaczona dla osób , którym wydłużona przednia część ramy w znaczny sposób przeszkadza przy przesiadaniu się z wózka np. na fotel samochodu itp.. Kolana haczą o wydłużoną część ramy.	-	-	-	
LONG	(Jest to rama wydłużona z przodu)- taka rama jest przeznaczona dla osób , którym wydłużona przednia część ramy w znaczny sposób pomaga przy przesiadaniu się z wózka np. na fotel samochodu itp. Wydłużenie ramy jest dodatkowym uchwytem.	-	-	-	
Long Si	Rama umożliwiająca zmianę kąta siedzenia pomiędzy 6° a 14°.	764	8%	826	
<b>SIEDZISKO</b>					
<b>Szerokość siedziska</b>					
	36 cm	-	-	-	 <p><b>SZEROKOŚĆ SIEDZISKA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Należy zmierzyć szerokość bioder pacjenta.</li> <li>Do zmierzonej wartości należy dodać 2 -4 cm, po to by uzyskać luz pomiędzy płytą boczną podłokietnika a biodrem.</li> </ul>
	38 cm	-	-	-	
	40 cm	-	-	-	
	42 cm	-	-	-	
	44 cm	-	-	-	
	46 cm	-	-	-	
<b>Głębokość siedziska/długość ramy - LONG</b>					
	35 cm/50 cm	-	-	-	 <p><b>GŁĘBOKOŚĆ SIEDZISKA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Należy zmierzyć odległość od pleców do dołu podkolanowego .</li> <li>Od zmierzonej wartości należy odjąć od 4 do 5 cm, po to by uzyskać wolne miejsce pomiędzy brzegiem tapicerki siedziska a ścięgna w dole podkolanowym.</li> </ul>
	37,5 cm/52,5 cm	-	-	-	
	40 cm/55 cm	-	-	-	
	42,5 cm/57,5 cm	-	-	-	
	45 cm/60 cm	-	-	-	
	47,5 cm/65 cm	-	-	-	
<b>Głębokość siedziska/długość ramy - SHORT</b>					
	27 cm/50 cm	-	-	-	<p><b>GŁĘBOKOŚĆ SIEDZISKA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Należy zmierzyć odległość od pleców do dołu podkolanowego .</li> <li>Od zmierzonej wartości należy odjąć od 4 do 5 cm, po to by uzyskać wolne miejsce pomiędzy brzegiem tapicerki siedziska a ścięgna w dole podkolanowym.</li> </ul>
	29,5 cm/52,5 cm	-	-	-	
	32 cm/55 cm	-	-	-	

	34,5 cm/57,5 cm		-	-	-	
	37 cm/60 cm		-	-	-	
	42 cm/65 cm		-	-	-	
<b>OPARCIE</b>						
<b>Wysokość oparcia</b>						
	23 - 25,5 - 28 cm		-	-	-	 <p><b>WYSOKOŚĆ OPARCIA PLECÓW</b> Należy zmierzyć odległość od siedziska do miejsca 1 cm poniżej łopatki. UWAGA! Wysokość oparcia zależy od stopnia niepełnosprawności użytkownika. Im większa sprawność tułowia tym niższe oparcie. Im mniejsza sprawność</p>
	28 - 30,5 - 33 cm		-	-	-	
	33 - 35,5 - 38 cm		-	-	-	
	38 - 40,5 - 43 cm		-	-	-	
<b>Opcje oparcia</b>						
	Oparcie bez rączek do pchania		-	-	-	
	Oparcie z rączkami do pchania		-	-	-	
Rh	Oparcie z rączkami do pchania regulowanymi płynnie i demontowalnymi (nie występuje w zestawie z oparciem z rączkami zintegrowanymi).		273	8%	295	
<b>Materiał tapicerki oparcia</b>						
L44 Cordura	Oparcie elastyczne z pasami Velcro do regulacji napięcia z Cordury.		-	-	-	
<b>Poduszki na oparcie L44</b>						
	Poduszka oparcia L44 z Cordury		-	-	-	
VICAIR®	poduszka przeciwdoleżynowa pneumatyczna VICAIR® ANATOMIC BACK + pokrowiec oryginalny Vicair (11 komorowa).		1572	8%	1698	
<b>Poduszki stabilizacyjne STABILO</b>						
STABILO	Poduszka STABILO COMFORTABLE		1056	8%	1141	
<b>SPECJALNE OPARCIA STABILIZUJĄCO -KOREKCYJNE</b>						
TARTA @ 5S	5 kręgów - standard		4316	8%	4661	
TARTA @ 5C	5 kręgów - contour		4316	8%	4661	
TARTA @ 6S	6 kręgów - standard		4565	8%	4930	
TARTA @ 6C	6 kręgów - contour		4565	8%	4930	
<b>Siedzisko</b>						
<b>Materiał tapicerki siedziska</b>						
Cordura			-	-	-	
<b>Poduszki siedziska</b>						
B23	Poduszka siedziska 4 cm		-	-	-	
B24	Poduszka siedziska 6 cm		99 zł	8%	106 zł	
B25	Poduszka siedziska 8 cm		110 zł	8%	119 zł	

B26	Poduszka pochyła 2-6 cm		95 zł	8%	103 zł	
B27	Poduszka pochyła 4-8 cm		110 zł	8%	119 zł	
Liberty	Poduszka pneumatyczna z automatycznym zaworem ciśnienia VICAIR Liberty ( od szerokości siedziska 40 cm i głębokości siedziska 40 cm).		333	8%	360	
Profile	Poduszka VICAIR Profile pneumatyczna z automatycznym zaworem ciśnienia, ze stabilizatorem miednicy (od szerokości siedziska 40 cm i głębokości siedziska 40 cm).		540	8%	583	
VECTOR O2	Poduszka pneumatyczna VICAIR 6 cm dla osób z dużym ryzykiem.		1011	8%	1092	
ACTIVE O2	Poduszka pneumatyczna VICAIR ACTIVE O2 ( część udowa wyprofilowana pianka, część pod miednicę komórki SmartCell).		1011	8%	1092	
STABILO	BASE		971	8%	1049	
<b>PODŁOKIETNIKI (para)</b>						
B82S	Aluminiowy ochraniacz		-	-	-	
B82	Aluminiowy ochraniacz z demontowalnym błotnikiem		90	8%	98	
Bi5	Podłokietnik typu „T”		360	8%	389	
	Podpórka z rurki dla osób wymagających dodatkowej stabilizacji i wsparcia.		103	8%	111	
<b>PODNOŻKI STANDARDOWE (para)</b>						
	Zintegrowane z ramą rurowy		-	-	-	
	Zintegrowane z ramą rurowy +płyta		113	8%	119	
	Zintegrowane z ramą dwupłytowy		250	8%	270	
	Zintegrowane z ramą rurowy odwrócony (rewers) dla osób z krótkimi nogami).		170	8%	184	
	Zintegrowane z ramą rurowy odwrócony +płyta (rewers) dla osób z krótkimi nogami).		284	8%	307	
<b>KOLOR RAMY</b>						
C59	 Szampański		-	-	-	
C53	 Pomarańczowy		-	-	-	
C55	 INOX		-	-	-	
C56	 Błękit		-	-	-	
C71	 Niebieski		-	-	-	
C72	 Bordowy		-	-	-	
C73	 Zielony		-	-	-	

C76 	Biały		-	-	-	
Dowolny kolor z dostępnych , proszę wpisać :			328	8%	354	
<b>Dodatkowe opcje podnóżków.</b>						
B19	Paski zabezpieczające stopy (tylko z podnóżkiem dwupłytkowym lub z płytą)		52 zł	8%	56 zł	
U77Neo	Pasy neoprenowy trzymający nogę w kostce.		350 zł	8%	348 zł	
<b>KOŁA PRZEDNIE</b>						
3'	czarne pełne - krótkie widełki		-	-	-	
3'	transparentne - krótkie widełki		-	-	-	
4'	czarne pełne - krótkie widełki		-	-	-	
4'	transparentne - krótkie widełki		-	-	-	
4'	LED - krótkie widełki		80	8%	86	
5'	czarne pełne		-	-	-	
5'	transparentne		-	-	-	
5'	LED - krótkie widełki		80	8%	86	
<b>KOŁA TYLNE 24'</b>						
B80	Oś koła tylnego szybkozłęczna		-	-	-	
DESIGN	24" - średnica, szprychy-radial, opona: Schwalbe Right Run black.		-	-	-	
DESIGN	24" - średnica, szprychy-radial, opona: Schwalbe Marathon Plus.		221	8%	238	
SPIRIT	24" aluminiowa piasta, szprychy-radial, opona: Schwalbe Right Run black.		2558	8%	2762 zł	
SPIRIT	24" aluminiowa piasta, szprychy-radial, opona: Schwalbe Marathon Plus.		2734	8%	2953	
SPIRIT	24" aluminiowa piasta czerwona, szprychy-radial, opona: Schwalbe Right Run black.		2558	8%	2762	
SPIRIT	24" aluminiowa piasta czerwona, szprychy-radial, opona: Schwalbe Marathon Plus .		2734	8%	2953	
SPIRIT	24" aluminiowa piasta niebieska szprychy-radial, opona: Schwalbe Right Run black.		2558 zł	8%	2762	
SPIRIT	24" aluminiowa piasta niebieska szprychy-radial, opona: Schwalbe Marathon Plus .		2734	8%	2953	
SPINERGY	Wysokociśnieniowe - opona Schwalbe Marathon Evolution		3276	8%	3538	
OFF Road	Wysokociśnieniowe - opona Schwalbe Land Cruiser		1411	8%	1524	
<b>KOŁA TYLNE 22'</b>						
DESIGN	Wysokociśnieniowe - opona Schwalbe Right Run		-	-	-	
SPIRIT	Wysokociśnieniowe - opona Schwalbe Marathon Plus		2734	8%	2953	
   						
Schwalbe Right Run black		Schwalbe Marathon Plus		Schwalbe Marathon Evolution		Schwalbe Land Cruiser

CAMBER (kąt ustawienia kół tylnych)						
	0°		-	-	-	 <p>Do codziennego użytku zaleca się kąt nachylenia 2-4 °. Do uprawiania sportu 6-8 °. Im większy kąt nachylenia kół tylnych tym lepsza stabilność. Jednak trzeba pamiętać, że zbyt duży rozstaw kół tylnych poszerza wózek.</p>
	2°		-	-	-	
	4°		-	-	-	
	6°		-	-	-	
	8°		-	-	-	
	10°		-	-	-	
Rodzaj hamulca						
	hamulec klasyczny		-	-	-	
	hamulec sportowy zamontowany na dolnej ramie		-	-	-	
	hamulec sportowy zamontowany na górnej ramie		-	-	-	
OSŁONY NA SZPRYCHY						
B85	Bezbarwna osłona na szprychy		200 zł	8%	215 zł	
B85	Osłona na szprychy z nadrukiem EXTREME		258 zł	8%	279 zł	
B85	Osłona na szprychy z nadrukiem PIRAT		258 zł	8%	279 zł	
B85	Osłona na szprychy z nadrukiem KWIATY 1		258 zł	8%	279 zł	
B85	Osłona na szprychy z nadrukiem KWIATY 2		258 zł	8%	279 zł	
PODPARCIE GŁOWY						
B14	Przedłużenie oparcia		226	8%	244	
OPCJE DODATKOWE						
B33	Silikonowa nakładka na obręcz napędową dla tertraplegików(para).		164	8%	177	
B42	Siatka na zakupy		79 zł	8%	85 zł	
	Ochroniacz przedniej części ramy - neoprenowy		62	8%	67	
B78	Kółka przeciw wywrotne (para)		158	8%	171	
PASY STABILIZUJĄCO-KOREKCYJNE z Neoprenu NEOFLEX~						
MIEDNICA						
U76 Neo	Pas stabilizujący miednicę dwupunktowy		120	8%	130	
U75 Neo	Pas stabilizujący miednicę czteropunktowy		131	8%	142	

U01 Neo	Pas odwodzący		240	8%	259	
<b>TUŁÓW</b>						
U73 Neo	Kamizelka stabilizująca tułów z zamkiem		262	8%	283	
U74 Neo	Kamizelka stabilizująca tułów bez zamka		197	8%	212	
U79 Neo	Pasy czteropunktowe stabilizujące tułów		164	8%	177	
U80 Neo	Szeroki pas stabilizujący tułów		142	8%	153	
<b>UWAGI I</b>						

Wyzerowanie całego formularza.

Formularz zostanie wysłany do działu handlowego Vermeiren Polska