

VERMEIREN
we care for you



SIGMA 230

Wózek elektryczny z napędem na centralne koło.
Doskonałe właściwości w terenie i optymalne możliwości w pomieszczeniach zamkniętych. Koła przednie 230x70.

Ul. Łączna 1
55-100 Trzebnica
Polska
tel. 71 3874200
faks 71 3870574
info@vermeiren.pl



Adres dostawy

Zamawiający:

ref.

Ceny w formularzu - detaliczne netto

Cena netto

Cena brutto

Sigma wersja standardowa

KONFIGURACJA

Silniki

	6 km/h		-	-	
	10 km/h		1010 zł	1091 zł	
XD	PowerModule 120A - zwiększa moc - ułatwia pokonywanie przeszkód i jazdę po nachyleniu		1638 zł	1769 zł	

Szerokość siedziska

cm	40	45	50			
				-	-	

Głębokość siedziska

cm	42	44	46	48	50	52			
							-	-	

Wysokość siedziska (mierzona do ramy siedziska bez poduszki)

cm	43,5	45	46,5	48	49,5			
						-	-	

Sterownik & Podłokietniki









Sterownik









R	Prawa strona		-	-	
L	Lewa strona		-	-	

Odchylany na bok


SE53	Odchylany na boki (na zew. i do wew.)		-	-	
SE53Z	Odchylany na bok i opuszczany pod podłokietnik (na zew. i do wew.) . Nie kompatybilne z SE64 - fixed & SE64 - swivel.		218 zł	235 zł	
SE53A	Odchylany na zewnątrz i do wewnątrz z regulowaną trójstopniową blokadą ustawienia. Nie kompatybilne z SE64 - fixed & SE64 - swivel.		109 zł	118 zł	

Opcje sterownika					
REM200	Sterownik LINX (REM 200)		-	-	
REM400	Sterownik z dotykowym ekranem LCD zintegrowanym		1638 zł	1769 zł	
SE64 - fixed	Przyciski aktywacyjne - przymocowane do podłokietnika . Nie kompatybilne z SE53Z & SE53A		1092zł	1179 zł	
SE64 - swivel	Przyciski aktywacyjne - przymocowane do odchylanego sterownika . Nie kompatybilne z SE53Z & SE53A		1092 zł	1179 zł	
Specjalne sterowniki					
SE68	Specjalne dźwignie dla tetraplegików do przełączania funkcji na dźwojstiku typu LINX LCD) - Tylko ze sterownikiem REM 400.		1150 zł	1150 zł	
SE02	Table control		945 zł	1020 zł	
SE04	Sterowanie brodq (tylko jazda + oświetlenie)		4204 zł	4540 zł	
SE08	Controller mounted on backrest (only 1 controller)		317 zł	342 zł	
SE09	Attendant control (2 controllers)		1806 zł	1950 zł	
SE63	Kulka piankowa na strowniku		273 zł	295 zł	
SE82	Przyciski sterujące rozlokowane w różnych miejscach (octopus 2)		6006 zł	6486 zł	
SE83	Mini Dźwojstik (minimalna siła nacisku)		12600 zł	13608 zł	
Podłokietnik & Podparcie pod łokieć					
	Podparcie pod łokieć PU		-	-	
	Podparcie pod łokieć - Soft comfort		164 zł	177 zł	
	Podparcie pod łokieć - skaj		164 zł	177 zł	
B660	Podłokietnik rynnowy PU (stabilizujący przedramie) , nie kompatybilne z B15 -stolik, SE74A-lusterko lub SE16				
	Prawy		186 zł	201 zł	
	Lewy		186 zł	201 zł	
B66S	Podłokietnik próżniowy , modyfikowany STABILO (stabilizujący przedramie) , nie kompatybilne z B15 -stolik, SE74A-lusterko lub SE16				
	Prawy		516 zł	557 zł	
	Lewy		516 zł	557 zł	



Podnóżki						
B06	Ściągane podnóżki dwupłytowe		-	-		
BA6	Ściągane podnóżki dwupłytowe - krótsze 7 cm		-	-		
BK6	Ściągane podnóżki jednopłytowe		218 zł	235 zł		
BL6	Ściągane podnóżki jednopłytowe - krótsze 7 cm		218 zł	235 zł		
Regulowane manualnie podnóżki						
Prawa strona						
BZ7	Regulowany podnóżek do poziomu z podparciami pod łydki		222 zł	239 zł		
BZ8	Regulowany podnóżek do poziomu z podparciami pod łydki - krótszy 7 cm.		222 zł	239 zł		
Lewa strona						
BZ7	Regulowany podnóżek do poziomu z podparciami pod łydki		222 zł	239 zł		
BZ8	Regulowany podnóżek do poziomu z podparciami pod łydki - krótszy 7 cm.		222 zł	239 zł		
Regulowane automatycznie podnóżki						
Prawa strona						
BZ7E	Regulowany podnóżek do poziomu z podparciami pod łydki		1638 zł	1769 zł		
BZ8E	Regulowany podnóżek do poziomu z podparciami pod łydki - krótszy 7 cm.		1638 zł	1769 zł		
Lewa strona						
BZ7E	Regulowany podnóżek do poziomu z podparciami pod łydki		1638 zł	1769 zł		
BZ8E	Regulowany podnóżek do poziomu z podparciami pod łydki - krótszy 7 cm.		1638 zł	1769 zł		
Centralny						
BZ10E	Automatycznie regulowane podnóżki do poziomu z podparciami pod łydki jedno-płytowe (1 silownik)		2621 zł	2830 zł		
Siedzisko						
	Rodzaj materiału tapicerskiego					
	Nylon		-	-		
	Dartex (szary)		-	-		
	AirFlow (czarny)		-	-		
	AirFlow (czarny) / cordura (czarna)		200 zł	216 zł		
	Cordura		147 zł	159 zł		
	Skaj (czarny)		-	-		
L16	płyta z pasami velcro bez poduszki		-	-		
B23	Poduszka płaska 4 cm z pasami velcro		-	-		
B23P	Poduszka wyprofilowana z pianki w pokrowcu		109 zł	118 zł		










L35	Poduszka Contur z pasami velcro		344 zł	372 zł	
VICAIR LIBERTY	Poduszka pneumatyczna VICAIR		333 zł	360 zł	
VICAIR PROFILE	Poduszka pneumatyczna VICAIR ze stabilizatorem miednicy		540 zł	583 zł	
VICAIR VECTOR O2	8 komorowa poduszka pneumatyczna VICAIR VECTOR O2- 6 cm		1011 zł	1092 zł	
	8 komorowa poduszka pneumatyczna VICAIR VECTOR O2 - 10 cm		1011 zł	1092 zł	
VICAIR MULTIFUNCTIONAL O2	5 komorowa poduszka pneumatyczna VICAIR MULTIFUNCTIONAL O2 - 6 cm		1123 zł	1213 zł	
VICAIR POMMEL O2	5 komorowa poduszka pneumatyczna VICAIR POMMEL O2- 10 cm		1718 zł	1856 zł	
VICAIR CENTRE RELIFE O2	5 komorowa poduszka pneumatyczna VICAIR CENTRE RELIFE - 10 cm		1201 zł	1297 zł	
VICAIR ACTIVE O2	5 komorowa poduszka pneumatyczna VICAIR ACTIVE O2- 6 cm		936 zł	1011 zł	
VICAIR ACTIVE O2	5 komorowa poduszka pneumatyczna VICAIR ACTIVE O2- 9 cm		936 zł	1011 zł	


Oparcie

	Rodzaj materiału tapicerskiego				
	Nylon		-	-	
	Dartex (szary)		-	-	
	AirFlow (czarny)		-	-	
	AirFlow (czarny) / cordura (czarna)		200 zł	216 zł	
	Cordura		147 zł	159 zł	
	Skaj (czarny)		-	-	


Rodzaj oparcia

L34 Std	Poduszka na podstawie drewnianej - Kontur STD				
	Wysokość oparcia				
	58 cm		398 zł	430 zł	
	oparcie wyższe 65 cm		148 zł	160 zł	
oparcie wyższe 70 cm					
L34 Tub	Stelaż rurowy : poduszka na podstawie drewnianej - Kontur. Z regulacją ustawienia wyżej/niżej i głębiej/plycej.				
	Wysokość oparcia				
	58 cm		398 zł	430 zł	
	oparcie wyższe 65 cm		148 zł	160 zł	
oparcie wyższe 70 cm					


	oparcie wyższe 75 cm		120 zł	129 zł	
L34 Tub Ergo	Stelaż rurowy : podstawa płyta aluminiowa Ergo. Z regulacją ustawienia wyżej/niżej i głębiej/płycej. (zawsze wysokość płyty 53 cm)		172 zł	186 zł	
L44 Velcro	Stelaż rurowy : podstawa elastyczna z pasami VELCRO		-	-	
Poduszki do oparcia na płycie L34 Tube Ergo i na pasach L44 Velcro					
B23	Cienka poduszka z czarnego nylonu - 4 cm - zawsze z L44 Velcro.		-	-	
L34	Poduszka Contur		344 zł	372 zł	
Vicair Multifunctional	Poduszka Vicair Multifunctional		1572 zł	1698 zł	
BASE	System oparcia STABILO-próżniowe formowanie oparcia.		1056 zł	1141 zł	
COMFORTABLE PLUS	System oparcia STABILO-próżniowe formowanie oparcia.		1191 zł	1286 zł	
Orzeza tułowia TARTA ® (tylko z oparciem L44 oraz L34 Tube Ergo) dodatkowe oparcie do zamontowania na stelażu oparcia.					
5S	5 kręgów standard		4,316 zł	4,661 zł	
5C	5 kręgów contour		4,316 zł	4,661 zł	
6S	6 kręgów standard		4,565 zł	4,930 zł	
6C	6 kręgów contour		4,565 zł	4,930 zł	
Siedzisko & Oparcie regulacje					
SE30	Manualna skokowa regulacja kąta siedziska		-	-	
SE34	Manualna skokowa regulacja kąta oparcia		-	-	
SE36	Manualna płynna regulacja kąta oparcia do 30° - sprężyna gazowa		738 zł	797 zł	
SE39	Automatyczna płynna regulacja kąta siedziska (20°) i oparcia (30°) (2 siłowniki) - regulacja wysokości siedziska (bez poduszki) w zakresie od 43,5 cm do 49,5 cm.		3604 zł	3892 zł	
SE40	Automatyczna płynna regulacja kąta siedziska (20° - 1 siłownik) - regulacja wysokości siedziska (bez poduszki) w zakresie od 43,5 cm do 49,5 cm.		1802 zł	1946 zł	
SE41	Automatyczna płynna regulacja kąta oparcia (30° - 1 siłownik) - regulacja wysokości siedziska (bez poduszki) w zakresie od 43,5 cm do 49,5 cm.		1802 zł	1946 zł	

SE42+SE40	Winda automatyczna podnosi siedzisko o 300 mm +automatyczna płynna regulacja kąta siedziska (45°) (2 siłowniki) - regulacja wysokości siedziska (bez poduszki) w zakresie od 47,8 do 53,8 cm)		4914 zł	5307 zł	 SE43+SE41
SE42+SE39	Winda automatyczna podnosi siedzisko o 300 mm +automatyczna płynna regulacja kąta siedziska (50°) i oparcia (30°) (3 siłowniki) - regulacja wysokości siedziska (bez poduszki) w zakresie od 47,8 do 53,8 cm)		6006 zł	6178 zł	
SE43	Automatyczna płynna regulacja kąta siedziska (50°) (1 siłownik) - regulacja wysokości siedziska (bez poduszki) w zakresie 43.5 lub 48.5 cm		1966 zł	2123 zł	
SE43+SE41	Automatyczna płynna regulacja kąta siedziska (50°) i oparcia (30°) (2 siłowniki) - regulacja wysokości siedz. (bez poduszki) w zakresie w zakresie 43.5 lub 48.5 cm.		3822 zł	4128 zł	


Koła & Opony**Koła przednie (230 x 70)**









	Antyprzebiciowa czarna opona, czarna felga, płaski bieżnik typu "line"		-	-	
	Antyprzebiciowa szara opona, czarna felga, płaski bieżnik typu "line"		-	-	
















Centralne koło napędowe (3.00 x 8)




	Pneumatyczna czarna opona, czarna felga, gruby bieżnik typu "block"		-	-	
	Pneumatyczna czarna opona, czarna felga, płaski bieżnik typu "line"		-	-	
	Pneumatyczna szara opona, czarna felga, gruby bieżnik typu "block"		-	-	
	Antyprzebiciowa czarna opona, czarna felga, gruby bieżnik typu "block"		376 zł	406 zł	

COLORS (frame)

		<i>mat</i>	<i>połysk</i>			
C4	Jasny czerwony			-	-	
C75	Czarny mat		-	-	-	
C77	Czarny połysk	-		-	-	
C8	Żółty			-	-	
C29	Srebrny			-	-	
C59	Szampański			-	-	
C53	Pomarańczowy			-	-	
C55	Inox			-	-	
C56	Niebieski metalic			-	-	
C76	Biały			-	-	
C79	Jasny niebieski			-	-	
C85	Zielony jasny			-	-	
C71	Granatowy błyszczący	-		-	-	
C72	Czerwony błyszczący	-		-	-	

C73	Błyszcząca zieleń limonkowa	-	-	-		
C78	Błyszczący jasny niebieski	-	-	-		
C88	Złoty	-	-	-		
C89	Miedziany	-	-	-		
	Dowolny wybrany kolor		328 zł	354 zł		
OPTIONS						
B15	Stolik z plexi (transparentny) nie kompatybilny z lusterkiem SE74 i SE74A oraz podłokietnikami B66 i B66S.		364 zł	393 zł		
B15A	Stolik z ABS (czarny) nie kompatybilny z lusterkiem SE74 i SE74A oraz podłokietnikami B66 i B66S.		204 zł	220 zł		
B22	Klin		248 zł	268 zł		
B31	Uchwyt na kule		255 zł	276 zł		
B58	Pas bezpieczeństwa z klamrą samochodową		-	-		
L04	Pelota boczna stabilizująca tułów (zawsze z oparciem L34 na otapicerowanej płycie drewnianej)					
	Prawa duża		159 zł	171 zł		
	Prawa mała		159 zł	171 zł		
	Lewa duża		159 zł	171 zł		
	Lewa mała		159 zł	171 zł		
	Pelota boczna stabilizująca tułów (z oparciem standardowym L44)					
	Prawa duża		792 zł	855 zł		
	Prawa mała		792 zł	855 zł		
Lewa duża		792 zł	855 zł			
Lewa mała		792 zł	855 zł			
SE16	Płyta boczna podłokietnika (plexi) - transparentna . Nie kompatybilna z pelotami udowymi SE37 i podłokietnikami B66 / B66S		-	-		
L58+B47	Zagłówek ortopedyczny regulowany na wysokość i głębokość do tapicerki standardowej L44, L34 Ergo.		493 zł	536 zł		
L58	Zagłówek ortopedyczny regulowany na wysokość i głębokość w parze z oparciem L34 Std i L34 Tube na otapicerowanej płycie drewnianej		441 zł	476 zł		
L55+B47	Zagłówek ortopedyczny 3D regulowany na wysokość, głębokość, szerokość i obracany do tapicerki standardowej L44 , L34 Ergo.		386 zł	417 zł		
L55	Zagłówek ortopedyczny 3D regulowany na wys. ,gf. , szer. i obracany w parze z oparciem L34 Std i L34 Tube na otapicerowanej płycie drewnianej		331 zł	357 zł		
SE01	Błotniki		472 zł	510 zł		

SE19	LED lights		-	-	
SE58	Uchwyty "TAXI"		-	-	
SE24	Uchwyt na butelkę lub kubek		164 zł	177 zł	
SE26	Uchwyt do pchania tylko z opcją oparcia L34 Std		196 zł	212 zł	
SE27	Kufer zamykany na klucz, nie kompatybilny z oparciem L44 Velcro i opcjami , SE42 & SE43 & L55 & L58 & SE26.		437 zł	472 zł	
SE37	Peloty stabilizujące uda (para) - nie kompatybilne z płytą boczną podłokietnika SE16		415 zł	448 zł	
SE74	Lusterko wsteczne nie kompatybilne z podłokietnikami B66 / B66S		153 zł	165 zł	
SE74A	Lusterko wsteczne odchylane nie kompatybilne z podłokietnikami B66 / B66S		306 zł	330 zł	
SE 06	Port USB do ładowania telefonu.		735 zł	794 zł	
SE 49	Torebka na podręczne rzeczy pod siedziskiem , zamykana na zamek błyskawiczny.		165 zł	178 zł	
Pasy , kamizelki stabilizacyjne					
U173 S	Kamizelka stabilizująca tułów z zamkiem		167	180	
U173 L			198	213	
U174 S	Kamizelka stabilizująca tułów bez zamka		165	178	
U174 L			195	211	
U174 P -S	Kamizelka stabilizująca tułów z zamkiem z ujęciem krocza		168	182	
U174 P -L			198	213	
U180 S	Pas brzuszny		123	133	
U180 L			143	154	
U180 P -S	Pas brzuszny z ujęciem krocza		178	192	
U180 P -L			261	282	
U08 S	Pasy udowe odwodzący		134	145	
U08 L			153	165	
U96	Pasy stabilizujące nadgarstki		108	117	

PASY STABILIZUJĄCO-KOREKCYJNE z Neoprenu NEOFLEX~					
MIEDNICA					
U76 Neo	Pas stabilizujący miednicę dwupunktowy		120	130	
U75 Neo	Pas stabilizujący miednicę czteropunktowy		131	142	
U01 Neo	Pas odwodzący		240	259	
TUŁÓW					
U73 Neo	Kamizelka stabilizująca tułów z zamkiem		262	283	
U74 Neo	Kamizelka stabilizująca tułów bez zamka		197	212	
U79 Neo	Pasy czteropunktowe stabilizujące tułów		164	177	
U80 Neo	Szeroki pas stabilizujące tułów		142	153	
UWAGI					

Wyzerowanie całego formularza.

Formularz zostanie wysłany do działu handlowego Vermeiren Polska

VERMEIREN
we care for you