

Wózek aluminiowy

V300 active



Konfigurowalny wózek półaktywny ...

Trwały, aluminiowy dla dynamicznych osób. Umożliwia dopasowanie podstawowych parametrów do użytkownika: głębokość siedziska, wysokość siedziska, kąta siedziska, środek ciężkości.

Wytrzymałość...

Zastosowane materiały i technologia gwarantują wytrzymałość obciążenia do 130 kg aktywnej eksploatacji. Wersja XXL nawet do 175 kg.



Wózek na zdjęciu wyposażony w koła SPINERGY - opcja.



Life is waiting
GO

Durable.
Versatile.
Reliable.

CORDURA
F A B R I C

tapicerka



rama:



	57	39	22-23-24	44-47-50-53	44-46-48-50-52	40-54			
	60	42	22-23-24	44-47-50-53	44-46-48-50-52	40-54			
	62	44	22-23-24	44-47-50-53	44-46-48-50-52	40-54			
	64	46	22-23-24	44-47-50-53	44-46-48-50-52	40-54			
	66	48	22-23-24	44-47-50-53	44-46-48-50-52	40-54			
	68	50	22-23-24	44-47-50-53	44-46-48-50-52	40-54			
	71	53	22-23-24	44-47-50-53	44-46-48-50-52	40-54			
wersja	74	56	22-23-24	44-47-50-53	44-46-48-50-52	40-54			
XL	78	60	22-23-24	44-47-50-53	44-46-48-50-52	40-54			
							30,35,40	15	130
								najcięższa część 9,7	
							40		175
							40		
							40		

