

V200

l i g h t

koła na szybkozłączce



poduszka podłokietnika regulowana
(głębokość i wysokość)

podłokietniki
odchylane i wyciągane

wyciągane i
odchylane na
boki podnóżki

regulowana głębokość siedziska

zmiana kąta płyty podnóżka



Dane techniczne V200

szerokość całkowita	szerokość siedziska	wysokość podłokietnika	siedziska	wysokość całkowita	długość całkowita	głębokość siedziska	wysokość oparcia	waga	waga użytkownika
570	390	220-230-240	470-500-530	850-880-910-940	1010	440-460	400	15,2 najcięższa część 9	130
600	420	220-230-240	470-500-530	850-880-910-940	1010	440-460	400		
620	440	220-230-240	470-500-530	850-880-910-940	1010	440-460	400		
640	460	220-230-240	470-500-530	850-880-910-940	1010	440-460	400		
660	480	220-230-240	470-500-530	850-880-910-940	1010	440-460	400		
680	500	220-230-240	470-500-530	850-880-910-940	1010	440-460	400		
710	530	220-230-240	470-500-530	850-880-910-940	1010	490	400		
740	560	220-230-240	470-500-530	850-880-910-940	1010	490	400		
780	600	220-230-240	470-500-530	850-880-910-940	1010	490	400		

spełnia wymogi crash testu ISO 7176-19

dopuszczalne odchylenia rozmiarów (15 mm, 1,5 kg, 1,5).

Model V200

V200 jest konstrukcją, która umożliwia zmianę więcej niż podstawowe parametry:

- 4 wysokości siedziska
- 2 głębokości siedziska
- 3 wysokości podłokietnika
- 3 głębokości podłokietnika
- 5 różnych kątów siedziska 0° - 10°
- duży zakres akcesoriów

rama	tapicerka
Champagne C59	czarny Nylon/Skaj
Brąz anodowany C60	czarny Nylon/Skaj

Dopasowujemy wózki do użytkowników, nigdy odwrotnie.

Naszą myślprzewodnią jest: wózek musi być spasowany do użytkownika a nie odwrotnie. Dlatego nasze konstrukcje mają budowę modułarną. Wszystkie nasze wózki są adopowalane, posiadają dużą liczbę akcesoriów dodatkowych, wszystkie opcje są wzajemnie wymienne. To rezultat naszych ciągłych badań oraz 55 letniego doświadczenia.

Gwarancja jakości.

V200 spełnia wysokie europejskie normy jakościowe dotyczące tego rodzaju sprzętu. TÜV, CERAH itp.

Vermeiren Polska sp. z o.o.

ul. Łączna 1
55-100 Trzebnica
Polska

Tel: 00 48 71 387 42 00
Fax: 00 48 71 387 05 74

info@vermeiren.pl
www.vermeiren.pl



VERMEIREN
Tworzymy nowe możliwości

dystrybucja



Wózek aluminiowy



V200

Wózek skierowany jest do osób, które oczekują od swojego sprzętu trochę więcej niż parametrów standardowych. W V200 niektóre z nich można zmieniać, dopasowując wózek do indywidualnych wymagań.

Gwarancja jakości. V200 spełnia wysokie europejskie normy jakościowe dotyczące tego rodzaju sprzętu: TÜV, CERAH itp. Wózek jest również certyfikowany pod względem CRASH TESTU i spełnia normę ISO 7176-19. Wykonany jest z wysokiej jakości aluminium co pozwoliło zredukować jego wagę.

V200 jest konstrukcją, która umożliwia zmianę podstawowych parametrów:

- 4 wysokości siedziska od podłoża,
- 2 głębokości siedziska,
- 3 wysokości podparcia pod łokieć,
- 3 głębokości podparcia pod łokieć,
- 5 poziomów nachylenia siedziska.



rama:



tapicerka



57
60
62
64
66
68



39
42
44
46
48
50



22-23-24
22-23-24
22-23-24
22-23-24
22-23-24
22-23-24



47-50-53
47-50-53
47-50-53
47-50-53
47-50-53
47-50-53



44-46
44-46
44-46
44-46
44-46
44-46



40-54
40-54
40-54
40-54
40-54
40-54



40
40
40
40
40
40



15,2
najcięższa część
9



130 kg

XXL

71
74
78

53
56
60

22-23-24
22-23-24
22-23-24

47-50-53
47-50-53
47-50-53

44-46
44-46
44-46

40-54
40-54
40-54

40
40
40

~22
z elastyczną
tapicerką

175 kg

Uwaga: Parametry mogą ulec zmianie w zależności od wyposażenia wózka. Dopuszcza się rozbieżność parametrów w zakresie 1,5cm, 1,5 kg, 1,5°!

